

Dose Your Nucleofector™ I or II have the Newest Program?

Lonza

version
UP!

Nucleofector™ I or II プログラムバージョンのご案内

弊社では、Nucleofector™ II デバイスにおいてファームウェアのバージョンアップを定期的におこなっております。最新のファームウェアバージョンは下記になっておりますので、お手持ちのNucleofector™ I or II のプログラムバージョンをご確認ください。

ファームウェアバージョンアップはICカードを使って、最新のプログラムをお客様のNucleofector™ デバイスに簡単に追加が可能です。ICカードをカードスロットに挿入し、自動的にアップデートが開始し、たった1分でアップデートが完了します。**ICカードは無料でご提供**しております。申込みは必要事項をご記入の上、ご返信お願い致します。



Nucleofector™ I or II デバイスバージョン情報

デバイス	Nucleofector™ I	Nucleofector™ II N	Nucleofector™ II S
バージョン	V2.5	S3-8	S4-5

IC カード希望の方は下記に必要事項の上、申し込み先に送付ください。

御所属名もしくは御社名：	連絡先：(TEL)		
ご部署名、ご研究室名：	連絡先：(Fax)		
デバイス *該当機種にチェックを入れてください。	お分かりになられる情報をご記入ください。(任意)		
<input type="checkbox"/> Nucleofector™ I <input type="checkbox"/> Nucleofector™ II N <input type="checkbox"/> Nucleofector™ II S	最新のファームウェアバージョン	デバイスのシリアル番号	ご購入日

申し込み先

ロンザジャパン株式会社 技術サポート | Mail : bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com FAX : 03-6264-0601