

Lonza

Lonza CAMPAIGN

細胞＋アガロースキャンペーン
2022.06.01～07.31

※上記期間内の弊社受注分

20%
OFF

ヒト初代細胞 / ヒト幹細胞
ヒト肝臓細胞 / ヒト免疫細胞

ロンザ・アガロース製品
NuSieve® / SeaKem® / SeaPlaque® / MetaPhor®

30%
OFF

お客様へ日ごろの感謝を込めて細胞製品・アガロース製品の
期間限定キャンペーンを実施します。

ロンザはパイオニアとして、細胞製品は 30 年以上、アガロース製品は 50 年以上の経験に基づき、最高品質の製品をご提供しています。
ぜひこの機会に一度、ロンザ製品をご体験下さい。ご使用上のアプリケーション、技術情報などご質問がある場合は、下部に記載のテクニカルサポートまでお気軽にご相談ください。キャンペーン内容に関するお問合せはセールス窓口までご連絡をお願いします。

※キャンペーン対象製品：本リーフレットに記載の製品

※キャンペーン期間：2022/06/01～2022/07/31 弊社受注分

ロンザ株式会社

バイオサイエンス事業部

103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング9F

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

テクニカルサポート E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

<http://www.lonzabio.jp/>

RES-LF22●●●●

ロンザ・細胞製品 20%OFF キャンペーン 対象製品

the next
relevant cell
systems...

In Vivo Relevance. In Vitro Results.

領域	由来	細胞タイプ	ドナー	カタログ番号	製品名	細胞数	略語	定価	キャンペーン 価格
循環器系	冠動脈	内皮細胞	*	CC-2585	冠動脈内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HCAEC	¥148,500	¥118,800
		平滑筋細胞	*	CC-2583	冠動脈平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	CASMC	¥148,500	¥118,800
	心臓	内皮細胞	*	CC-7030	心臓微小血管内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HMVEC-C	¥148,500	¥118,800
		線維芽細胞	*	CC-2903	心房性心臓線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	NHCF-A	¥137,500	¥110,000
			*	CC-2904	心室性心臓線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	NHCF-V	¥132,000	¥105,600
	大動脈	内皮細胞	*	CC-2535	大動脈内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HAEC	¥126,500	¥101,200
			*	CC-2545	腸骨動脈内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HIAEC	¥126,500	¥101,200
		平滑筋細胞	*	CC-2571	大動脈平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	AoSMC	¥121,000	¥96,800
			線維芽細胞	*	CC-7014	大動脈外膜線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	AoAF	¥121,000
	臍帯	静脈内皮細胞	**	C2517A	臍帯静脈内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HUVEC	¥63,000	¥50,400
***			C2519A	臍帯静脈内皮筋細胞	≥5.0×10 ⁵	HUVEC	¥47,000	¥37,600	
平滑筋細胞		*	CC-2579	臍帯動脈平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	UASMC	¥99,000	¥79,200	
感覚器系	皮膚	ケラチノサイト	***	192906	皮膚ケラチノサイト	≥5.0×10 ⁵	NHEK-Neo	¥110,000	¥88,000
			**	192907	皮膚ケラチノサイト	≥5.0×10 ⁵	NHEK-Neo	¥110,000	¥88,000
		メラノサイト	**	CC-2504	皮膚メラノサイト	≥5.0×10 ⁵	NHEM-Neo	¥137,500	¥110,000
			*	CC-2586	皮膚メラノサイト	≥5.0×10 ⁵	NHEM-Neo	¥104,500	¥83,600
		内皮細胞	**	CC-2505	皮膚微小血管内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HMVEC-dNeo	¥137,500	¥110,000
			***	CC-2516	皮膚微小血管内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HMVEC-dNeo	¥115,500	¥92,400
		線維芽細胞	**	CC-2509	皮膚線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	NHDF-Neo	¥104,500	¥83,600
呼吸器系	肺	内皮細胞	*	CC-2530	肺動脈内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HPAEC	¥148,500	¥118,800
			*	CC-2527	肺微小血管内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HMVEC-L	¥137,500	¥110,000
		平滑筋細胞	*	CC-2581	肺動脈平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	PASMC	¥148,500	¥118,800
		線維芽細胞	*	CC-2512	肺線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	NHLF	¥137,500	¥110,000
	小気道	上皮細胞	*	CC-2547	小気道上皮細胞	≥5.0×10 ⁵	SAEC	¥143,000	¥114,400
	気管支	上皮細胞	*	CC-2540	気管支/気管上皮細胞 (レチノイン酸含有)	≥5.0×10 ⁵	NHBE	¥143,000	¥114,400
		平滑筋細胞	*	CC-2576	気管支平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	BSMC	¥126,500	¥101,200
骨格系と 筋肉	骨	破骨細胞	*	2T-110	破骨前駆細胞	≥1.0×10 ⁶	hOCP	¥170,500	¥136,400
		骨芽細胞	*	CC-2538	骨芽細胞	≥5.0×10 ⁵	NHOst	¥126,500	¥101,200
		軟骨細胞	*	CC-2550	膝関節軟骨細胞	≥5.0×10 ⁵	NHAC-kn	¥148,500	¥118,800
		筋肉	骨格筋細胞	*	CC-2580	骨格筋筋芽細胞	≥5.0×10 ⁵	HSMM	¥159,500
	*		CC-2561	骨格筋細胞	≥5.0×10 ⁵	SkMC	¥121,000	¥96,800	
	腎・尿路系	腎臓	上皮細胞	*	CC-2553	腎臓近位尿管上皮細胞	≥5.0×10 ⁵	RPTEC	¥126,500
*				CC-2554	腎皮質上皮細胞 (近位、遠位尿管由来の 上皮細胞)	≥5.0×10 ⁵	HRCE	¥121,000	¥96,800
膀胱			*	CC-2556	腎臓上皮細胞 (腎皮質、糸球体由来の 上皮細胞)	≥5.0×10 ⁵	HRE	¥126,500	¥101,200
			内皮細胞	*	CC-7016	膀胱微小血管内皮細胞	≥5.0×10 ⁵	HMVEC-Bd	¥148,500
平滑筋細胞	*	CC-2533		膀胱平滑筋細胞	≥5.0×10 ⁵	BdSMC	¥143,000	¥114,400	
消化器系	小腸	上皮細胞	*	CC-2931	腸上皮細胞	≥8.0×10 ⁵	InEpC	¥132,000	¥105,600
		線維芽細胞	*	CC-2902	腸筋線維芽細胞	≥5.0×10 ⁵	H-InMyoFib	¥132,000	¥105,600
脂肪	脂肪組織	内臓脂肪	*	PT-5005	内臓前駆脂肪細胞	≥1.0×10 ⁶	—	¥115,500	¥92,400
		皮下脂肪	*	PT-5001	皮下前駆脂肪細胞	≥4.0×10 ⁶	—	¥176,000	¥140,800
			*	PT-5020	皮下前駆脂肪細胞	≥1.0×10 ⁶	—	¥77,000	¥61,600
		幹細胞	*	PT-5006	脂肪由来幹細胞	≥1.0×10 ⁶	HADSC	¥82,500	¥66,000
		消化器系	肝臓	へパトサイト	*	HUCPI	接着型ヒト肝細胞 (酵素誘導試験用)	≥5.0×10 ⁶	—
*	HUCPG				接着型ヒト肝細胞 (酵素誘導試験用)	≥5.0×10 ⁶	—	¥148,500	¥118,800
肝非実質細胞	*			HUCSD	浮遊型ヒト肝細胞 (シングルドナー)	≥5.0×10 ⁶	—	¥68,500	¥54,800
	*			HLECP2	ヒト肝内皮細胞	≥8.0×10 ⁵	—	¥283,000	¥226,400
	*			HLKC-200K	ヒトクッパー細胞	≥2.0×10 ⁵	—	¥85,000	¥68,000
	*			HUCLS-200K	ヒト肝星細胞	≥2.0×10 ⁵	—	¥98,000	¥78,400
	*			HUCLS-1M	ヒト肝星細胞	≥1.0×10 ⁶	—	¥250,000	¥200,000
	*			HUCNP	ヒト肝非実質細胞	≥5.0×10 ⁶	—	¥55,000	¥44,000

領域	由来	細胞タイプ	ドナー	カタログ番号	製品名	細胞数	略語	定価	キャンペーン 価格
その他	骨髄	幹細胞	*	PT-2501	間葉系幹細胞	$\geq 7.5 \times 10^5$	hMSC	¥121,000	¥96,800
		間質細胞	*	2M-302	骨髄間質細胞	$\geq 5.0 \times 10^6$	—	¥132,000	¥105,600
	歯	幹細胞	*	PT-5025	歯髄幹細胞	$\geq 1.0 \times 10^6$	hDPSC	¥176,000	¥140,800
		線維芽細胞	*	CC-7049	歯周靱帯線維芽細胞	$\geq 5.0 \times 10^5$	HPdLF	¥121,000	¥96,800
	神経	アストロサイト	*	CC-2565	アストロサイト	$\geq 1.0 \times 10^6$	NHA	¥137,500	¥110,000
	乳腺	上皮細胞	*	CC-2551	乳腺上皮細胞	$\geq 5.0 \times 10^5$	HMEC	¥137,500	¥110,000

由来	細胞タイプ	ドナー	カタログ番号	製品名	細胞数	マーカー	単離方法	価格	キャンペーン 価格
末梢血 単核細胞 画分	T細胞	*	2W-200	ヒト末梢血CD4+T細胞	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD4+	ネガティブ選択	¥107,800	¥86,240
		*	2W-300	ヒト末梢血CD8+T細胞	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD8+	ネガティブ選択	¥181,500	¥145,200
		*	4W-202	ヒト末梢血CD4+/ CD45RA+ナイーブ T細胞, ネガティブ選択	$\geq 5.0 \times 10^6$	CD4+, CD45RA+	ネガティブ選択	¥231,000	¥184,800
		*	4W-204	ヒト末梢血CD4+/ CD45RO+メモリー T細胞, ネガティブ選択	$\geq 5.0 \times 10^6$	CD4+, CD45RO+	ネガティブ選択	¥231,000	¥184,800
		*	4W-302	ヒト末梢血CD8+/ CD45RA+ナイーブ細胞傷 害性T細胞, ネガティブ選択	$\geq 5.0 \times 10^6$	CD8+, CD45+	ネガティブ選択	¥231,000	¥184,800
		*	4W-350	ヒト末梢血CD3+ Pan T細胞, ネガティブ選択	$\geq 2.5 \times 10^7$	CD3+PanT	ネガティブ選択	¥231,000	¥184,800
	B細胞	*	4W-600	ヒト末梢血CD19+ B細胞, ポジティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD19+	ポジティブ選択	お問合せ	お問合せ
		*	4W-601	ヒト末梢血CD19+ B細胞, ネガティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD19+	ネガティブ選択	¥214,500	¥171,600
		*	4W-602	ヒト末梢血CD19+/ IgD+ナイーブB細胞, ネガティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^6$	CD19+, IgGD+	ネガティブ選択	お問合せ	お問合せ
		*	4W-602	ヒト末梢血CD19+/ IgD+ナイーブB細胞, ネガティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^6$	CD19+, IgGD+	ネガティブ選択	お問合せ	お問合せ
末梢血	単核細胞 (PBMC)	*	CC-2704	ヒト末梢血 単核細胞 10M	$\geq 1.0 \times 10^7$	—	密度勾配遠心	¥26,000	¥20,800
骨髓液	単核細胞	*	2M-125C	ヒト骨髓 単核細胞	$\geq 2.5 \times 10^7$	—	密度勾配遠心	¥82,500	¥66,000
		*	4M-105	ヒト骨髓単核細胞, CD34+depleted	$\geq 1.0 \times 10^8$	CD34 ネガティブ	ネガティブ選択	¥104,500	¥83,600
末梢血 単核細胞 画分	NK細胞	*	2W-501	ヒト末梢血 ナチュラルキラー細胞, ネガティブ選択	$\geq 5.0 \times 10^6$	CD56+, CD16+	ネガティブ選択	¥170,500	¥136,400
		*	2W-502	ヒト末梢血 ナチュラルキラー細胞, ポジティブ選択	$\geq 5.0 \times 10^6$	CD56+	ポジティブ選択	¥137,500	¥110,000
	単球 (Monocyte)	*	2W-400C	ヒト末梢血CD14+単球, ポ ジティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD14+	ポジティブ選択	¥151,800	¥121,440
		*	4W-400	ヒト末梢血CD14+単球, ネ ガティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD14+	ネガティブ選択 Untouched 単球を単離して います	¥181,500	¥145,200
Mobilized 末梢血単核 細胞画分	単球 (Monocyte)	*	4Y-125A	Mobilized ヒト末梢血 CD14+単球, ポジティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^7$	CD14+	ポジティブ選択	¥181,500	¥145,200
CD14+単球	樹状細胞	*	CC-2701	ヒト末梢血 樹状細胞	$\geq 2.5 \times 10^6$	CD11C+, CD86+, HLA-DR+, CD14 <5%	GM-CSF, IL-4添加増地で 4日間分化誘導	¥132,000	¥105,600
臍帯血 単核細胞 画分	CD34+ 造血幹細胞	*	2C-101B	ヒト臍帯血CD34+ 造血幹細胞	$\geq 1.0 \times 10^5$	CD34+	ポジティブ選択	¥203,500	¥162,800
骨髓 単核細胞 画分		*	2M-101	ヒト骨髓CD34+ 造血幹細胞	$\geq 1.0 \times 10^5$	CD34+	ポジティブ選択	¥49,500	¥39,600
Mobilized 末梢血 単核細胞		*	4Y-101C	Mobilized ヒト末梢血 CD34+造血幹細胞, ポジティブ選択	$\geq 1.0 \times 10^6$	CD34+	ポジティブ選択	¥181,500	¥145,200

ドナータイプ: *正常成人 (単一) **正常新生児 (単一) ***正常新生児 (プール)


ロンザ・アガロース 30%OFF キャンペーン

Lonza

ロンザは、核酸電気泳動および分析における50年以上の経験に基づき、分子生物学研究における最高品質のアガロースを提供しています。ロンザ・アガロース製品は、数十ベースからメガベースレベルまで広範囲の核酸電気泳動をカバーしています。これらのアガロース製品はDNAおよびRNAの電気泳動、大きなフラグメント分析、PCRフラグメント分析、DNAおよびRNA回収およびクローニングならびにノーザンおよびサザンブロットングを含む、分子生物学研究のニーズを網羅しています。また、核酸電気泳動以外の用途であるウイルスプラークアッセイ、細胞培養、cDNAライブラリーの増幅、コメットアッセイなどの特別な用途に対応したアガロース製品も提供しています。

最適なアガロースの選択ガイド ※DNase/RNaseフリーを保証

Agarose and applications



カタログ番号	製品名	サイズ	定価	キャンペーン 価格	特徴
50091	NuSieve® 3:1 アガロース	25 g	¥28,000	¥19,600	PCRおよびRT-PCR断片の分離・分解用の初のゲル試薬であり、現在も最も信頼性の高い製品として選択。
50090		125 g	¥75,900	¥53,130	
50081	NuSieve® GTG™ アガロース	25 g	¥32,500	¥22,750	PCRおよびRT-PCR断片を最適に分離・分解。この低融点 (65℃) アガロースは扱いやすく、再融解したアガロースを直接クローニングにも使用可能。
50080		125 g	¥90,800	¥63,560	
50001	SeaKem® LE アガロース	25 g	¥14,300	¥10,010	多目的使用が可能な分子生物学グレードのアガロース、DNAやRNAにも使用可能。
50002		100 g	¥33,000	¥23,100	
50000		125 g	¥39,000	¥27,300	
50011	SeaKem® ME アガロース	25 g	¥19,800	¥13,860	血清タンパク質の電気泳動と免疫電気泳動に適しており、DNA電気泳動にも使用可能。
50010		125 g	¥60,500	¥42,350	
50071	SeaKem® GTG™ アガロース	25 g	¥19,800	¥13,860	回収したDNAまたはRNA断片100 bp~23 kbの確実な切断およびライゲーションを保証。
50070		125 g	¥66,000	¥46,200	
50152	SeaKem® Gold アガロース	25 g	¥37,400	¥26,180	非常にサイズの大きなDNA断片の分離、またはパルスフィールドゲル電気泳動 (PFGE) に最適。
50150		125 g	¥129,800	¥90,860	
50181	MetaPhor® アガロース	25 g	¥35,200	¥24,640	ポリアクリルアミドに匹敵する分解能を有し、DNA断片が20 bpから800 bpの場合、サイズ差2%
50180		125 g	¥91,300	¥63,910	
50101	SeaPlaque® アガロース	25 g	¥37,400	¥26,180	200 bpから25 kbのサイズで優れたふるい分け性能を示し、標準的融解温度のアガロースよりも透明度の高いゲルを生成。
50100		125 g	¥104,500	¥73,150	
50111	SeaPlaque® GTG™ アガロース	25 g	¥41,200	¥28,840	配列決定の前に追加の精製ステップなしで200 bp~25 kbの断片を確実に分離。
50110		125 g	¥137,500	¥96,250	