

2014年5月吉日

軟骨細胞(製品番号:CC-2550)取り扱いについて

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社で販売しておりますヒト関節軟骨細胞（製品番号：CC-2550）のインストラクションに新たなプロトコルが追加され、目的に応じた使い分けが可能となりましたのでご案内申し上げます。

また、弊社の細胞の品質については、弊社インストラクションに従っていただいた場合にのみ保障させていただいております。新インストラクションは下記のサイトより入手いただけますので、使用の際は参照いただければ甚大でございます。

最後になりますが、インストラクション上に記載しております関連製品の型番が変更されました旨、併せてお知らせさせていただきます。

今後ともご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. プロトコル

- 従来法 3次元培養プロトコル：アルギン酸ビーズを使用した方法
- 追加法 2次元培養プロトコル：単層培養のまま、軟骨のマーカータンパク質（タイプ2コラーゲン等）を検出

2. ダウンロード先：<http://www.lonzabio.jp/catalog/1578/>

3. 関連製品の型番

アルギン酸ナトリウム（型番 CC-3234）、塩化カルシウム溶液（型番 CC-3235）、塩化ナトリウム（型番 CC-3236）、クエン酸ナトリウム溶液（型番 CC-3237）が Lonza Lonza Walkersville, Inc 社 指定から Sigma-Aldrich Co. LLC 社の製品に記述変更

以上

お問い合わせ先

ロンザジャパン株式会社
バイオサイエンス事業部
テクニカルサービス
電話：03-6264-0663

E-mail：bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com