

アガロースキャンペーン

期間限定



Lonza agarose
for resolution, blotting and recovery

キャンペーン価格：定価より

40% OFF

期間：12月1日(月)～12月末
までのご注文

キャンペーン対象製品

カタログ番号	製品名	サイズ	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	特徴
50091	NuSieve™ 3:1アガロース	25 g	22,900	→ 13,740	PCRおよびRT-PCR断片の分離・分解用の初のゲル試薬であり、現在最も信頼性の高い製品として選択。
50090		125 g	62,700	→ 37,620	
50094		500 g	223,000	→ 133,800	
50081	NuSieve™ GTG™アガロース	25 g	26,600	→ 15,960	PCRおよびRT-PCR断片を最適に分離・分解。この低融点 (≤65℃) アガロースは扱いやすく、再融解したアガロースを直接クローニングにも使用可能。
50080		125 g	75,900	→ 45,540	
50084		500 g	235,700	→ 141,420	
50001	SeaKem® LEアガロース	25 g	11,300	→ 6,780	多目的使用が可能な分子生物学グレードのアガロース、DNAやRNAにも使用可能。
50002		100 g	27,000	→ 16,200	
50000		125 g	32,000	→ 19,200	
50004		500 g	92,000	→ 55,200	
50005		1 kg	160,000	→ 96,000	
50011	SeaKem® MEアガロース	25 g	16,000	→ 9,600	血清タンパク質の電気泳動と免疫電気泳動に適しており、DNA電気泳動にも使用可能。
50010		125 g	49,900	→ 29,940	
50014		500 g	121,900	→ 73,140	
50071	SeaKem® GTG™アガロース	25 g	16,000	→ 9,600	回収したDNAまたはRNA断片100 bp～23 kbの確実な切断およびライゲーションを保証。
50070		125 g	54,800	→ 32,880	
50074		500 g	157,200	→ 94,320	
50152	SeaKem® Goldアガロース	25 g	30,900	→ 18,540	非常にサイズの大きなDNA断片の分離、またはパルスフィールドゲル電気泳動 (PFGE) に最適。
50150		125 g	107,500	→ 64,500	
50181	MetaPhor™ アガロース	25 g	28,200	→ 16,920	ポリアクリルアミドに匹敵する分解能を有し、DNA断片が20 bpから800 bpの場合、サイズ差2%も検出。
50180		125 g	75,000	→ 45,000	
50184		500 g	248,100	→ 148,860	
50101	SeaPlaque™ アガロース	25 g	30,900	→ 18,540	200 bpから25 kbのサイズで優れたふるい分け性能を示し、標準的融解温度のアガロースよりも透明度の高いゲルを生成。
50100		125 g	85,400	→ 51,520	
50111	SeaPlaque™ GTG™アガロース	25 g	34,100	→ 20,460	配列決定の前に追加の精製ステップなしで200 bp～25 kbの断片を確実に分離。
50110		125 g	114,000	→ 68,400	

Nucleofector™ II/2b

消耗品 30% OFF

キャンペーン 期間限定



期 間：2014年12月1日(月)～12月末までのご注文

条 件：1回のご購入量が4キット以上ご購入の場合 定価より 30% OFF!!

*4キット未満の場合はキャンペーン価格の対象外となります。

対象製品：Nucleofector™ II/2b キット 25 回用 *100 µl Aluminum Cuvette (下記リスト参照)

■ キャンペーン対象製品リスト

血球細胞	品番
ヒトB細胞Nucleofector™キット	VPA-1001
ヒトT細胞Nucleofector™キット	VPA-1002
ヒト樹状細胞Nucleofector™キット	VPA-1004
ヒトナチュラルキラー細胞Nucleofector™キット	VPA-1005
マウスT細胞Nucleofector™キット	VPA-1006 ^{※1}
ヒト単球Nucleofector™キット	VPA-1007 ^{※1}
ヒトマクロファージNucleofector™キット	VPA-1008
マウスマクロファージNucleofector™キット	VPA-1009
マウスB細胞Nucleofector™キット	VPA-1010
マウス樹状細胞Nucleofector™キット	VPA-1011
骨 / 軟骨細胞	
ヒト軟骨細胞 Nucleofector™ キット	VPF-1001
心筋細胞	
ラット心筋細胞 - 新生児 Nucleofector™ キット	VPE-1002
皮膚細胞	
ヒトケラチノサイト Nucleofector™ キット	VPD-1002
NHEM-Neo Nucleofector™ キット	VPD-1003
内皮細胞	
HCAEC [ヒト冠動脈内皮細胞] Nucleofector™ キット	VPB-1001
HUVEC [ヒト臍帯静脈内皮細胞] Nucleofector™ キット	VPB-1002
HMVEC-L [ヒト肺微小血管内皮細胞] Nucleofector™ キット	VPB-1003
初代哺乳類内皮細胞用基本 Nucleofector™ キット	VPI-1001
上皮細胞	
乳腺上皮細胞 Nucleofector™ キット	VPK-1002
初代哺乳類上皮細胞用基本Nucleofector™ キット	VPI-1005
繊維芽細胞	
皮膚線維芽細胞Nucleofector™キット	VPD-1001
MEF 1 Nucleofector™ キット	VPD-1004
MEF 2 Nucleofector™ キット	VPD-1005
初代哺乳類線維芽細胞用基本 Nucleofector™ キット	VPI-1002
肝細胞	
マウス/ラット肝細胞Nucleofector™キット	VPL-1004

神経細胞	品番
マウス神経細胞Nucleofector™キット	VPG-1001
ニフトリ神経細胞Nucleofector™キット	VPG-1002
ラット神経細胞Nucleofector™キット	VPG-1003
初代哺乳類神経細胞用基本 Nucleofector™ キット	VPI-1003
初代哺乳類グリア細胞用基本 Nucleofector™ キット	VPI-1006
平滑筋細胞	
ヒト大動脈平滑筋細胞Nucleofector™キット	VPC-1001
初代哺乳類平滑筋細胞用基本 Nucleofector™ キット	VPI-1004
幹細胞	
ヒトCD34+細胞Nucleofector™キット	VPA-1003
ヒト間葉系幹細胞(MSC) Nucleofector™キット	VPE-1001
ヒト幹細胞Nucleofector™キット1	VPH-5012
ヒト幹細胞Nucleofector™キット2	VPH-5022
マウスES細胞Nucleofector™キット	VPH-1001
マウス神経幹細胞(NSC) Nucleofector™キット	VPG-1004
ラット神経幹細胞(NSC) Nucleofector™キット	VPG-1005
Cell Line Kits	
細胞株Nucleofector™キットR	VCA-1001 ^{※2}
細胞株Nucleofector™キットT	VCA-1002 ^{※2}
細胞株Nucleofector™キットV	VCA-1003 ^{※2}
細胞株Nucleofector™キットC	VCA-1004 ^{※2}
細胞株Nucleofector™キットL	VCA-1005 ^{※2}
Cell Line Kits	
基本寄生物Nucleofector™キット1	VMI-1011
基本寄生物Nucleofector™キット2	VMI-1021

	定価 (円)	キャンペーン価格 (円)
※1：VPA-1006、VPA-1007	75,000	→ 52,500
※2：Cell Line用	48,000	→ 33,600
上記以外	60,000	→ 42,000

●4キット以上/回のみ購入の場合適応

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 39階

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス TEL: 03-6264-0660

E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

技術サポート TEL: 03-6264-0663

E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

http://www.lonzabio.jp/