

## メタバナジン酸アンモニウム含有製品追加のお知らせ

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて掲題の件、弊社調査により下記の四製品にメタバナジン酸アンモニウム（CAS#7803-55-6）が含有されているという事が判明いたしました。非常に低濃度の含有成分ではございますが、これら4製品につきまして、今後は**劇物**として取扱いすることになりましたのでご案内申し上げます。

### 製品一覧

製品番号	製品名	メタバナジン酸 アンモニウム 濃度(wt%)
CC-4461	PNGM™ 初代神経細胞 増殖培地 BulletKit™	0.000001%
CC-4462	PNGM™ 初代神経細胞 増殖培地 SingleQuotes™ 添加因子および増殖因子	0.000001%
CC-4512	PNGM™-A 初代神経細胞 増殖培地 - 成人 BulletKit™	0.000001%
CC-4323	NSF-1 神経生存因子-1	0.000001%

MSDSについては、下記よりダウンロードが可能です。

<http://www.lonzabio.jp/download/index.html>

何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。

#### 【お問合せ先】

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

テクニカルサポート

TEL:03-6264-0660(代表)

E-Mail: [bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com](mailto:bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com)

Website: <http://www.lonzabio.jp/index.html>