

アガロースキャンペーン



Lonza agarose
for resolution, blotting and recovery

キャンペーン価格：定価より

40% OFF

期間：2016年


12月1日(木)～3月31日(金)

までのご注文分

対象製品：裏面の製品リストをご覧ください

裏面へ

最適なアガロースの選択ガイド ※DNase/RNaseフリーを保証



キャンペーン対象製品

カタログ番号	製品名	サイズ	価格 (円)	キャンペーン価格 (円)	特徴
50091	NuSieve™ 3:1 アガロース	25 g	22,900	→ 13,740	PCRおよびRT-PCR断片の分離・分解用の初のゲル試薬であり、現在も最も信頼性の高い製品として選択。
50090		125 g	62,700	→ 37,620	
50094		500 g	223,000	→ 133,800	
50081	NuSieve™ GTG™ アガロース	25 g	26,600	→ 15,960	PCRおよびRT-PCR断片を最適に分離・分解。この低融点 (≤65℃) アガロースは扱いやすく、再融解したアガロースを直接クローニングにも使用可能。
50080		125 g	75,900	→ 45,540	
50084		500 g	235,700	→ 141,420	
50001	SeaKem® LE アガロース	25 g	11,300	→ 6,780	多目的使用が可能な分子生物学グレードのアガロース、DNAやRNAにも使用可能。
50002		100 g	27,000	→ 16,200	
50000		125 g	32,000	→ 19,200	
50004		500 g	92,000	→ 55,200	
50005		1 kg	160,000	→ 96,000	
50011	SeaKem® ME アガロース	25 g	16,000	→ 9,600	血清タンパク質の電気泳動と免疫電気泳動に適しており、DNA電気泳動にも使用可能。
50010		125 g	49,900	→ 29,940	
50014		500 g	121,900	→ 73,140	
50071	SeaKem® GTG™ アガロース	25 g	16,000	→ 9,600	回収したDNAまたはRNA断片100 bp~23 kbの確実な切断およびライゲーションを保証。
50070		125 g	54,800	→ 32,880	
50074		500 g	157,200	→ 94,320	
50152	SeaKem® Gold アガロース	25 g	30,900	→ 18,540	非常にサイズの大きなDNA断片の分離、またはパルスフィールドゲル電気泳動 (PFGE) に最適。
50150		125 g	107,500	→ 64,500	
50181	MetaPhor™ アガロース	25 g	28,200	→ 16,920	ポリアクリルアミドに匹敵する分解能を有し、DNA断片が20 bpから800 bpの場合、サイズ差2%も検出。
50180		125 g	75,000	→ 45,000	
50184		500 g	248,100	→ 148,860	
50101	SeaPlaque™ アガロース	25 g	30,900	→ 18,540	200 bpから25 kbのサイズで優れたふるい分け性能を示し、標準的融解温度のアガロースよりも透明度の高いゲルを生成。
50100		125 g	85,400	→ 51,240	
50111	SeaPlaque™ GTG™ アガロース	25 g	34,100	→ 20,460	配列決定の前に追加の精製ステップなしで200 bp~25 kbの断片を確実に分離。
50110		125 g	114,000	→ 68,400	

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 39階

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス TEL: 03-6264-0660
E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

テクニカルサポート TEL: 03-6264-0663
E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

<http://www.lonzabio.jp/>