

遺伝子導入装置 – Nucleofector 2b

800細胞種以上の導入実績を持つNucleofector 2b 装置のお得なプライスカンペーンです

期間 2017年12月1日(金)
~2018年2月28日(水)
のご注文分


通常価格から


**20%
OFF!!**

1,050,000円

→ **840,000円**



デバイス	Nucleofector™ 2b
製品名	Nucleofector2b デバイス
製品番号	AAB-1001
ユニット	
サンプル数	100 µL
電極材	アルミニウム
細胞数	$2 \times 10^5 \sim 2 \times 10^7$
サンプル数	1
定価	1,050,000 円



免疫学の研究に関連した各細胞株におけるヌクレオフェクション後の導入効率。各細胞にはeGFP (高感度GFP)、maxGFP レポータータンパク質、またはH-2K^bのいずれかが導入され、ヌクレオフェクション後24時間に分析。生存率は各々60~90%。

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 39階

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

テクニカルサポート TEL: 03-6264-0663

E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

<http://www.lonzabio.jp/>