



NoSpin HepaRG™ 細胞



NoSpin HepaRG™ はBIOPREDIC International社製造の成人肝機能のフェノタイプを有した肝セルラインです。ヒト初代肝臓細胞と関連した多くの特徴を持ち、初代細胞と同じ用途での使用が可能です。当細胞は細胞融解後の遠心→セルカウントのステップを必要せず、CoA記載の細胞数に基づいてプレートに播種するだけのスピーディーな実験構築を可能とします。各ロットは一貫した細胞数、生存率、機能性を有しており、初代肝臓細胞と同様に増殖しない使い切りの細胞製品です。

NoSpin HepaRG™ — 初代肝臓細胞のオルタナティブとして


- ▲ HepaRG™細胞は初代肝臓細胞より長期間の培養が可能です（初代細胞7日に対して21日間）
- ▲ CYP誘導試験やトランスポーター試験など多くの薬物動態アプリケーションに対応
- ▲ セルラインのため、再現性の高い、一貫したデータを取得可能です
- ▲ NoSpin 細胞融解後、CoA記載の細胞数に基づいてプレートに播種するだけ

各ロットのCoAは右記サイトをご覧ください <http://triangleresearchlabs.net/hepatocyte-inventory/nospin-heparg-inventory/>

オーダー情報

製品番号	製品名	サイズ	定価 (円)
NSHPRG	NoSpin HepaRG 細胞	> 8 x 10 ⁶	71,000
MH100	HepaRG 基本培地	100 ml	15,000
MHTAP	HepaRG 融解 / 播種用添加剤	1 Kit	15,000
MHIND	HepaRG 誘導試験用添加剤	1 Kit	15,000
MHPIT	HepaRG 毒性試験用添加剤	1 Kit	15,000
MHMET	HepaRG 代謝試験用添加剤	1 Kit	15,000

*各添加剤を HepaRG 基本培地 (MH100) に添加して、ご利用いただけます



NoSpin HepaRG™ におけるCYP 1A2 2B6 3A4誘導試験

ロンザジャパン株式会社

バイオサイエンス事業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー 39階

受注・在庫照会 TEL: 03-6264-0620

セールス E-mail: bioscience.sales.jp@lonza.com

テクニカルサポート TEL: 03-6264-0663

E-mail: bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com

<http://www.lonzabio.jp/>